



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Producto OXIMETRO DE PULSO

Marca BIOLIGHT

Modelo M70A PEDIATRICO

Procedencia RPC

M70A

Características

- Amable diseño para niños.
 - Pantalla de dual color OLED, tiene parámetros como SpO2, PR, barra de onda.
 - Baterías alcalina 2AAA, pueden suministrar más de 18 horas de operación.
 - Pulsar el botón de energía para cambiar la dirección de pantalla.
 - Mide exactamente SpO2&Frecuencia de pulso, gracias a la técnica de contra movimiento.
 - Resistencia contra luz de interferencia
 - Es capaz de medir durante baja perfusión.
-

Ventajas

- Un Oxímetro de Pulso BIOLIGHT, para STARMED LTDA., es utilizado para circunstancias donde la oxigenación es inestable, incluye sala de cuidado intensivo, sala de operación, sala de recuperación, emergencia e instalaciones hospitalarias, pilotos de aeronaves no presurizadas; para evaluar la oxigenación de cualquier paciente y determinar efectivamente si hace falta suministrar oxígeno.
 - Gracias a la simplicidad y rapidez, los oxímetros de pulso ocupan un lugar importante en la medicina clínica y de urgencia, son recomendables también para los pacientes que sufran enfermedades respiratorias o cardíacas. Especialmente COPD, o para diagnóstico de desórdenes del sueño como apnea e insomnio.
-



M70A

Información Técnica:

Despliegue	0,96" Dual Color OLED
Alimentación	2AAA Baterías Alcalinas Tiempo de trabajo continuo >18 horas.
BLT Digital SpO2	Rango de medición: 0~100% Resolución ± 1% Exactitud : ± 2% (70~100%) ± 3% (40~69%) Sin especificar: (0~39%)
Frecuencia de Pulso	Rango de medición 25~250bpm Resolución ± 1bpm Exactitud ± 1bpm o ± 1% (el que sea mayor)
Alarma	SpO2 < 94% Pr>130bpm Pr<50bpm Energía Baja SpO2 <94% Pr>130bpm Pr<50bpm Energía Baja
Dimensiones	57 mm (H) * 38 mm (W) * 31 mm (H)
Peso Neto	47 gramos.
Incluye	2 Baterías (Pilas) Alcalinas AAA Collar de transporte seguro Manual de uso
Garantía	6 meses
Certificaciones	     *Specifications subject to change without prior notice.