

Jeringa Desechable Luer Slip 20 ml 21g x 1 1/2

Código: 60225015



Características

- Jeringa desechable 20ml luer Slip, tres piezas.
- Aguja hipodérmica tribiselada 21G x 1 1/2, 0.8 x 38mm.
- No toxico, libre de pirógenos, esterilizado por oxido de etileno.
- Producto certificado por CESMEC, Registro ISP Resolucion nº2920.
- Caja de 100 unidades.
- Fecha de Expiracion 01/2019.
- Fabricado por Greetmed para distribución Starmed.



Medidas Disponibles

- 20ml. 21g. x 1 1/2

Certificaciones

- ISO 14001
- CE-CLASS IIb Products
- CE-CLASS IIa Products
- CE-CLASS Isterile Products
- CE-CLASS Imeasure Products

Nota : Puede solicitar los documentos o en web
<http://www.china-greetmed.com/about2.html>

Fabricado por:



Distribuido por:

